



ARKONA

ETCHMASTER

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ТРАВИЛЬНИЙ ГЕЛЬ

ОРТОФОСФОРНА КИСЛОТА 36%

[MD] Медичний виріб класу IIa

ВМІСТ УПАКОВКИ

Набір містить шприц, наповнений 2,6 г або 6,5 г, або 13 г, або 60 г препарату у вигляді гелю + канюлі для аплікації.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Стоматологічний травильний гель ETCHMASTER призначений для збільшення адгезії між тканинами зуба і пломбувальним композитним матеріалом. Внаслідок дії ортофосфорної кислоти наступає розчинення мінеральних компонентів, що збільшує шороховатість поверхні зуба. Травлення гелем ETCHMASTER призводить також до зростання поверхневої енергії, що значно покращує зволожуваність емалі адгезивом. ETCHMASTER випускається у формі гелю, завдяки чому обмежується демінералізаційна дія ортофосфорної кислоти на тверді тканини зуба. Форма гелю також запевняє постійну вологість проправлюваних поверхонь і запобігає блокуванню звільнених мікроканалів солями кальцію.

Стоматологічний травильний гель ETCHMASTER може застосовуватись при:

- пломбуваннях композитами хімічного і світлового затвердіння
- герметизації щілин
- постійних та тимчасових шинуваннях зубів
- постійних ортодонтичних апаратах
- підготовці поверхні металевих, композитних і акрилових поверхонь протетичних робіт перед застосуванням дуальних цементів.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

На ретельно очищенну і висушенну поверхню емалі нанести тонкий шар травильного гелю ETCHMASTER. Залишити на 30 секунд. Промити сильним струменем води. Ретельно осушити, щоб емаль стала матово-білою. Проправлення слід повторити, якщо емаль не стане матовою, або забрудниться слиною. Не проправлювати довше ніж 60 секунд.

СКЛАД

Діюча речовина: ортофосфорна кислота 36%

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не застосовувати стоматологічний травильний гель ETCHMASTER у пацієнтів з гіперчутливістю на будь-який із компонентів матеріалу.

ПОБІЧНА ДІЯ

Побічна дія травильного гелю ETCHMASTER не була виявлена, однак, у осіб з підвищеною чутливістю не можна виключити виникнення ознак алергії. При проявах алергічної реакції негайного типу, слід припинити застосування матеріалу.

ОБМЕЖЕННЯ У ЗАСТОСУВАННІ, ВЗАЄМОДІЯ

Стоматологічний травильний гель ETCHMASTER може розчиняти підкладки з склоіономерних цементів.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Стоматологічний травильний гель ETCHMASTER містить ортофосфорну кислоту 36%, яка, при пролонгованому контакти може виявляти корозійну активність. У випадку контакту з матеріалами, вразливими на дію кислот, слід негайно промити забруднені поверхні сильним струменем води.

Уникати контакту стоматологічного травильного гелю ETCHMASTER зі шкірою, м'якими тканинами ротової порожнини та очима. У разі контакту, негайно промити великою кількістю води, щонайменше, протягом 15 хв. У разі виникнення відчуття недуги, звернутися за медичною допомогою та надати інформацію про продукт. Для мінімізації ризику контакту під час роботи застосовувати особисті захисні засоби, такі як рукавички, маска на обличчя і окуляри.

Для ізоляції робочого поля рекомендовано застосовувати кофердам.

При потраплянні препарату до шлунково-кишкового тракту, не належить провокувати рвоту. Рекомендовано вживання великої кількості води і негайне звернення до лікаря.

При потраплянні продукту у дихальні шляхи, слід негайно звернутись до лікаря.

Для запобігання висиханню стоматологічного травильного гелю ETCHMASTER, слід відразу після використання усунути препарат з канюлі, втягуючи поршень шприца.

Стоматологічний травильний гель ETCHMASTER призначений для багаторазового використання, натомість аплікатор – для одноразового. Уникати контакту аплікатора з тканинами пацієнта. Якщо такий контакт відбувся, рекомендовано заміну аплікатора.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



Викликає опіки шкіри і ушкодження очей.



Зберігати у недоступному для дітей та сторонніх осіб місці. Не перегрівати. Не заморожувати. Застосовувати відповідно до інструкції виробника.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі не вище 25°C.

Продукт призначений виключно для стоматологів, зубних техніків і стоматологічних гігієністів.

ГАРАНТИЯ

Фірма ARKONA дає можливість заміни або повернення вартості товару, у випадку підтвердженої вади.

Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неправильного чи неналежного використання матеріалу.

Дата останньої актуалізації інструкції: 08.03.2021



Ексклюзивний
дистрибутор:
Альпен Фарма АГ
Берн, Швейцарія



ARKONA

ARKONA Лабораторія Стоматологічної
Фармакології Іжеґож Кальбарчик
Насутув 99C, 21-025 Немце, Польща
www.arkonadent.com



Уповноважений представник в Україні:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАТУРФАРМ» (ПрАТ «Натурфарм»)
04075 Україна, Київ, Пуща-Водиця,
вул. Лісна 30-А, Тел. (044) 401-81-03