

ДЕЗАНТ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дезант»
Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 24, к.192
Тел./факс:044/2499370, e-mail:des_ant@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Засіб дезінфекційний АНІОЗИМ ДДІ UA у пластикових флаконах по 1л

Партія: **4170221**

Висновок ДСЕЕ № 602-123-20-5/25643 від 12.06.2018 р.

Об'єм партії: **2348** флаконів.

Артикул: 121000

Дата виготовлення сировини: 10.2020 р.

Дата виготовлення: 09-11.02.2021 р.

Термін придатності: 09.2023 р.

Дата видачі сертифікату: 12.02.2021 р.

№ п/п	Назва показника	Вимоги ТУ	Результат
1	Опис	Прозорий розчин блакитного кольору з незначним приємним запахом ароматизатора	Відповідає
2	Густина за температури 20 °С, г/см ³	1,07 - 1,14	1,13
3	pH	5,7 - 6,3	6,0
4	Індекс рефракції за температури 20 °С	1,38 - 1,43	1,41
5	Масова частка N,N-дидецил-N,-метилполі(оксиетил)амонію пропіонату, %	5,67 - 6,93	6,14
6	Масова частка полі(гексаметиленбігуаніду) гідрохлориду, %	0,816 - 1,104	1,003
7	Пакування	Згідно з ТУ	Відповідає
8	Маркування	Згідно з ТУ	Відповідає
9	Умови зберігання	Згідно з ТУ	При температурі від +5 до +35 °С

Висновок: засіб дезінфекційний АНІОЗИМ ДДІ UA 1л, партія 4170221 відповідає вимогам ТУ У 24.2-34351252-001:2009 зі зміною № 1 від 08.02.2012 р., зміною № 2 від 09.07.2012 р., зміною № 3 від 23.08.2013 р., зміною № 4 від 18.11.2014 р. та зміною № 5 від 20.06.2019 р.

Заступник директора ТОВ «Дезант»



Висоцький К.

