



50/15 ПРЕМЬЕР И 10 БАР


Cod. PR-0F200-040-AN

Сухой компрессор, 2 цилиндра, скорость потока 152 л /мин при 8 бар, бак на 40 л, оснащенный абсорбционным осушителем, способным подавать сжатый воздух с фильтрацией до 0,01 микрон и точкой росы ниже -40 ° C при атмосферном давлении.

-  Максимальное одновременное использование: 2
-  Количество единиц: 3

осушитель воздуха	FAD при давлении @ 8bar	Двигатель	Напряжение Hz	Ресивер	Уровень шума	Рабочий цикл	max P.	Размер	Вес нетто
да	m ³ /min 0.152 l/min 152	kW 2.2	230V 50Hz	l 40	db(A) 66	100 %	bar 10	mm 740x410x770	Kg 47

Air delivery performance



Комплект для обслуживания

Kit	описание	Тип	Часы
TA-FL-026-K-SCP	Комплект фильтрующих картриджей PRIME 2-3 М Комплект для замены картриджа для серии PURE AIR PRIME 2,3 М HP (картриджи + всасывающий фильтр + картриджи мембранного фильтра-осушителя). Заменяйте фильтрующие картриджи каждые 2 года.	Обычный	1.500h/2y
PR-GC-031-K-SCP	PRIME 1,5 kW Комплект запасных частей PRIME 1,5 кВт включает: впускные фильтры, поршневые кольца, поршневое кольцо, уплотнительное кольцо, патрон линейного фильтра, направляющую ленту поршня и тарелку клапана в сборе. Рекомендуемый интервал технического обслуживания для этого компрессора составляет 4000 часов / 4 года.	Экстраординарный	4.000h/4y