



Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДИКОМ-УКРАЇНА»

вул. Серпова, 11, 03115 Київ, Україна. ЄДРПОУ: 37098888

тел/факс: +38-044-3039943 e-mail: office@medicom-ua.com http://www.medicom-ua.com/

Переклад відповідно з Сертифікатом якості від виробника, виконано Уповноваженим представником виробника в Україні ТОВ «Медіком-Україна»

Сертифікат якості

На медичні оглядові рукавички марки SafeTouch®, Medicom®

Видано на основі сертифікатів ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016

Виріб: Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні SafeTouch® Advanced™ (зелений)

Виробник: TOP Glove Sdn. Bhd., Малайзія

Колір: Зелений (apple green)

Номер партії: 2340118

Дата виготовлення: 11.2023 р.

Термін придатності: 11.2028 р.

Параметри, що підлягають перевірці	Результат тесту
Розміри	XS, S, M, L, XL
Відсутність дірок та візуальних дефектів. AQL 1,5; AQL 2,5	Тест пройдено
Довжина по розміру, мм	XS - 245±5 S - 245±5 M - 245±5 L - 245±5 XL - 245±5
Ширина, мм	XS - 80±10 S - 80±10 M - 95±10 L - 110±10 XL - 110±10
Товщина в зоні пальців, мм	≥0,10
Товщина в зоні долоні, мм	≥0,07
Матеріал	Нітрil
Міцність на розрив, (Newtons) до старіння	8,6
Міцність на розрив, при тесті на старіння матеріалу, (Newtons) після старіння	7,8
Згідно EN-455 частина 3	
Залишок пудри. ASTM D6319-00a, макс 2мг/рукавичку	Відповідає
Наявність валика на манжеті	Відповідає
Згідно EN-455 частина 4	
Термін придатності	5 років
Рукавички хлоровані	
Примітка	Результати тесту – це середня величина трьох індивідуальних тестових показників

Стійкі до впливу хімічних речовин та механічних пошкоджень (проколів).

Результат аналізу: Вищеперерахована продукція відповідає стандартам ISO 13485:2016 та EN 455 – частини 1, 2, 3 та 4.

Заключення: Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні SafeTouch® Advanced™ (зелений) виготовлені у відповідності зі стандартами ISO 13485:2016 та EN 455 – частини 1, 2, 3 та 4.

