



Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДИКОМ-УКРАЇНА»

вул. Серпова, 11, 03115 Київ, Україна. ЄДРПОУ: 37098888

тел/факс: +38-044-3039943 e-mail: office@medicom-ua.com http://www.medicom-ua.com/

Переклад відповідно з Сертифікатом якості від виробника, виконано Уповноваженим представником виробника в Україні ТОВ «Медіком-Україна»

Сертифікат якості

На медичні оглядові рукавички марки SafeTouch®, Medicom®

Видано на основі сертифікатів ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016

Виріб: Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні SafeTouch® Advanced™ (зелений)

Виробник: TOP Glove Sdn. Bhd., Малайзія

Колір: Зелений (apple green)

Номер партії: MUA 720

Дата виготовлення: 14.01.2026 р.

Термін придатності: 13.01.2031 р.

Параметри, що підлягають перевірці	Результат тесту
Розміри	L
Відсутність дірок та візуальних дефектів. AQL 1,5; AQL 2,5	Тест пройдено
Довжина по розміру, мм	L - 247±5
Ширина, мм	L - 106±10
Товщина в зоні пальців, мм	≥0,11
Товщина в зоні долоні, мм	≥0,07
Матеріал	Нітрil
Міцність на розрив, (Newtons) до старіння	6,8
Міцність на розрив, при тесті на старіння матеріалу, (Newtons) після старіння	7
Згідно EN-455 частина 3	
Залишок пудри. ASTM D6319-00a, макс 2мг/рукавичку	Відповідає
Наявність валика на манжеті	Відповідає
Згідно EN-455 частина 4	
Термін придатності	5 років
Рукавички хлоровані	
Примітка	Результати тесту – це середня величина трьох індивідуальних тестових показників

Стійкі до впливу хімічних речовин та механічних пошкоджень (проколів).

Результат аналізу: Вищеперерахована продукція відповідає стандартам ISO 13485:2016 та EN 455 – частини 1, 2, 3 та 4.

Заключення: Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні SafeTouch® Advanced™ (зелений) виготовлені у відповідності зі стандартами ISO 13485:2016 та EN 455 – частини 1, 2, 3 та 4.

