



Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДИКОМ-УКРАЇНА»

вул. Серпова, 11, 03115 Київ, Україна. ЄДРПОУ: 37098888

тел/факс: +38-044-3039943 e-mail: office@medicom-ua.com http://www.medicom-ua.com/

Переклад відповідно з Сертифікатом якості від виробника, виконано Уповноваженим представником виробника в Україні ТОВ «Медіком-Україна»

Виріб: Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні SafeTouch® Advanced Extend (рожеві, розмір XS, S, M)

Виробник: TOP Glove Sdn. Bhd., Малайзія

Номер партії: MUA742

Дата виготовлення: 14.05.2026 р.

Термін придатності: 13.05.2031 р.

Параметри, що підлягають перевірці	Результат тесту
Розміри	XS, S, M
Згідно EN-455 частина 1	
Відсутність дірок та візуальних дефектів.G1, AQL 1,5; AQL 2,5; AQL 4	Тест пройдено
Згідно EN-455 частина 2	
Довжина по розміру, мм	XS - 245±5 S - 245±5 M - 248±5
Ширина, мм	XS - 76 ± 10 S - 85 ± 10 M - 95 ± 10
Товщина в зоні пальців, мм	≥ 0,11
Товщина в зоні долоні, мм	≥ 0,06
Товщина в зоні манжети, мм	≥ 0,06
Міцність на розрив, при тесті на старіння матеріалу, (N-Newtons) до старіння	XS - 6,6 S - 6,9 M - 7,1
Міцність на розрив, при тесті на старіння матеріалу, (N-Newtons) після старіння	XS - 7,3 S - 8,0 M - 8,2
Матеріал	Нітрил
Колір	Рожевий
Наявність валика на манжеті	Відповідає
Примітка	Результати тесту – це середня величина трьох індивідуальних тестових показників

Стійкі до впливу хімічних речовин та механічних пошкоджень (проколів).

Результат аналізу: Вищеперерахована продукція відповідає стандартам ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016 та EN 455 – частин 1, 2, 3 та 4.

Заключення Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні SafeTouch® Advanced Extend (рожеві) виготовлені у відповідності зі стандартами ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016 та EN 455 – частин 1, 2, 3 та 4.

